

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 03.02.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje broj 1 – Partija broj 145 – Potrošni materijal za plazma sterilizator

Poštovani da li je moguće da u ovoj partiji razmotrite da se rolne odvoje od kasete i bioloških kontrola? Ovako specificirana partija ograničava konkurenciju. Da li prilikom dostave uzorka može da se dostavi jedna rolna bilo koje dimenzije?

Odgovor:

Obzirom da se radi o nabavci materijala za tačno određen aparat, specifikacija će ostati ista. Nije neophodno da se za ovu partiju uz ponudu dostave uzorci, već Naručilac zadržava pravo da prilikom ocenjavanja ponuda zatraži uzorke, kao što je i navedeno u konkursnoj dokumentaciji.

Pitanje broj 2 – Partija broj 72 – Rolne za sterilizaciju

- Rolna za sterilizaciju sa faltom 250x65x100
- Rolna za sterilizaciju sa faltom 400x80x100

Molim Vas da izmenite specifikaciju jer ovako navedena specifikacija nije u saglasnosti sa ISO EN 11607 1&2.

Rolne sa faltom se specificiraju sa dimenzijama 250x100m i falta je za sve rolne ista bez obzira na dimenzije rolni. Da li prilikom dostave uzorka može da se dostavi jedna rolna jer je u pitanju isti proizvod sa različitim dimenzijama?

Odgovor:

U pitanju su rolne za sterilizaciju sa faltom dimenzija 40cm*100m i 25cm*100m. Potrebno je dostaviti po uzorak za svaku stavku kao što je i navedeno u konkursnoj dokumentaciji.

Pitanje broj 3 – Partija 58 – Potrošni materijal za kontrolu sterilizacije-indikator Indikator pare klase VI ili ekvivalent a250

Molim Vas precizirajte tačno koji indikator vam je potreban, koje je vreme trajanja sterilizacije za obe temperature 121C i 134C? Postoji nekoliko indikatora u klasi 6:

- indikator klasa 6 10min/121C, 4min/134C;
- indikator klasa 6 13min/121C, 5.3min/134C;
- indikator klasa 6 18,5 min/121C, 7min /134C.

Da li vam je potrebno 20 pakovanja po 250 indikatora?

Odgovor:

Poštovani, potrebno je da vreme trajanja sterilizacije bude 4 minuta na temperature od 134C. Kao što je i navedeno u specifikaciji, 20 pakovanja po 250 indikatora.

Komisija za JNOP 01/17